



Stoma
Skin
Soul



Dansac
Produktoversigt
1-dels stomiprodukter

04/2025

Dansac kundeservice og salg

Kontakt os

Telefon: 8071 7240

Mail: dk.salg@dansac.com

Læs mere på: www.dansac.dk

Telefontid

Mandag - torsdag: kl. 8:00-16:00

Fredag: kl. 8:00-15:00

Laila L. Raunso

Territory Manager/ stomisygeplejerske

Hospitaller: Region Syddanmark

Kommuner: Region Midtjylland og Nordjylland

Tlf.: 2327 5762

Mail: laila.raunso@dansac.com

Eline Gade Sall

Territory Manager/ stomisygeplejerske

Hospitaller: Region Midtjylland og Nordjylland

Kommuner: Region Syddanmark

Tlf.: 2389 6879

Mail: eline.gade.sall@dansac.com

Tina Jannerup

Territory Manager/ sygeplejerske

Hospitaller: Region Hovedstaden, Sjælland og Færøerne

Kommuner: Region Hovedstaden og Sjælland

Tlf.: 5339 1530

Mail: tina.jannerup@dansac.com

Helene Munk

Sales and Market Access Manager, Denmark

& Training Manager, Benelux & Nordics

Regioner og Kommuner

Tlf.: 2022 6543

Mail: helene.munk@dansac.com

Kinn Toft Olsen

Sr. Marketing Manager

Tlf.: 2212 0625

Mail: kinn.olsen@hollister.com

Indhold

NovaLife TRE™ 1 Flad klæber Lukket pose	4
NovaLife TRE™ 1 Soft Convex klæber Lukket pose	5
NovaLife TRE™ 1 Convex klæber Lukket pose	6
NovaLife TRE™ 1 Flad klæber Åben pose	7
NovaLife TRE™ 1 Soft Convex klæber Åben pose	8
NovaLife TRE™ 1 Convex klæber Åben pose	9
NovaLife TRE™ 1 Flad klæber High Output pose	10
NovaLife TRE™ 1 Soft Convex klæber High Output pose	11
NovaLife TRE™ 1 Convex klæber High Output pose	12
NovaLife TRE™ 1 Flad klæber Urostomi pose	13
NovaLife TRE™ 1 Soft Convex klæber Urostomi pose	14
NovaLife TRE™ 1 Convex klæber Urostomi pose	15

NovaLife 1 GX™ Flad klæber Lukket pose	16
NovaLife 1 GX™ Soft Convex klæber Lukket pose	17
NovaLife 1 GX™ Convex klæber Lukket pose	18
NovaLife 1 GX™ Flad klæber Åben pose	19
NovaLife 1 GX™ Soft Convex klæber Åben pose	20
NovaLife 1 GX™ Convex klæber Åben pose	21
NovaLife 1 GX+™ Flad klæber Åben pose	22
NovaLife 1 GX+™ Convex klæber Åben pose	23

Nova 1 GX™ Flad klæber Lukket pose	24
Nova 1 GX™ Convex klæber Lukket pose	25
Nova 1 GX™ Flad klæber FoldUp pose	26
Nova 1 GX™ Convex klæber FoldUp pose	27
Nova 1 GX™ Flad klæber Infant pose	28
Nova 1 GX™ Flad klæber High Output pose	29
Nova 1 GX™ Fladklæber X3 Urostomi pose	30
Nova 1 GX™ Convex klæber Urostomi pose	31

NovaLife TRE™ 1 Flad klæber

Lukket pose



PRODUKT	Farvet	Med vindue	Med vindue	Med vindue
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF
15 mm	3003-15	3001-15	3007-15	3005-15
25 mm	3003-25	3001-25	3007-25	3005-25
30 mm	3003-30	3001-30		3005-30
35 mm		3001-35		
40 mm		3001-40		
45 mm		3001-45		

SPECIFIKATIONER

Maks opklippelig (hxb)	38/50 mm	55/70 mm	55/70 mm	70/90 mm
Plade mm (hxb)	72 x 85	89 x 105	89 x 105	106 x 125
Mål mm (hxb)	175 x 130	190 x 145	210 x 157	210 x 157
Kapacitet	295 ml	375 ml	555 ml	530 ml
Æsker á	30 stk.	30 stk.	30 stk.	30 stk.

NovaLife TRE™ 1 Soft Convex klæber

Lukket pose



PRODUKT	Med vindue	Med vindue	Med vindue	Med vindue
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF
15 - 24 mm	3071-24			
25 mm	3071-25			
15 -34 mm		3071-34		
30 mm		3071-30		
35 mm		3071-35		
15 - 44 mm			3071-44	
40 mm			3071-40	
15 - 54 mm				3071-54

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Plade mm (hxb)	91 x 107	110 x 130	110 x 130	127 x 150
Mål mm (hxb)	190 x 145	190 x 145	210 x 157	210 x 157
Kapacitet	450 ml	430 ml	590 ml	570 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.

NovaLife TRE™ 1 Convex klæber

Lukket pose



PRODUKT	Med vindue	Med vindue	Med vindue
HULSTØRRELSE	REF	REF	
15 - 37 mm	3031-37		
30 mm	3031-30		
35 mm	3031-35		
15 - 46 mm		3031-46	
15 - 59 mm			3031-59

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm
Plade mm (hxb)	98 x 116	110 x 130	127 x 150
Mål mm (hxb)	190 x 145	190 x 145	210 x 157
Kapacitet	440 ml	430 ml	570 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk.	10 stk.

NovaLife TRE™ 1 Flad klæber

Åben pose



PRODUKT	Farvet	Med vindue	Med vindue	Med vindue
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF
15 mm	3025-15	3023-15	3017-15	3015-15
25 mm		3023-25	3017-25	3015-25
30 mm		3023-30	3017-30	3015-30
35 mm		3023-35		
40 mm		3023-40		

SPECIFIKATIONER

Maks opklippelig (hxb)	38/50 mm	55/70 mm	55/70 mm	70/90 mm
Plade mm (hxb)	72 x 85	89 x 105	89 x 105	106 x 125
Mål mm (hxb)	220 x 132	239 x 144	259 x 158	259 x 158
Kapacitet	245 ml	345 ml	535 ml	445 ml
Æsker á	30 stk.	30 stk.	10 stk.	10 stk.

NovaLife TRE™ 1 Soft Convex klæber

Åben pose



PRODUKT	Med vindue	Med vindue	Med vindue	Med vindue	Med vindue
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF	REF
15 - 24 mm	3081-24		3083-24		
25 mm	3081-25		3083-25		
15 - 34 mm		3081-34	3083-34		
30 mm		3081-30	3083-30		
35 mm		3081-35	3083-35		
15 - 44 mm				3081-44	
40 mm				3081-40	
15 - 54 mm					3081-54

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Plade mm (hxb)	91 x 107	110 x 130	110 x 130	110 x 130	127 x 150
Mål mm (hxb)	239 x 144	239 x 144	259 x 158	259 x 158	259 x 158
Kapacitet	350 ml	360 ml	540 ml	520 ml	500 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.

NovaLife TRE™ 1 Convex klæber

Åben pose



PRODUKT	Farvet	Med vindue	Med vindue	Med vindue	Med vindue
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF	REF
15 - 24 mm	3041-24	3045-24			
25 mm		3045-25			
15 - 37 mm			3041-37		
30 mm			3041-30		
15 - 46 mm				3041-46	
15 - 59 mm					3041-59

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Plade mm (hxb)	91 x 107	91 x 107	98 x 116	110 x 130	127 x 150
Mål mm (hxb)	220 x 132	239 x 144	239 x 144	239 x 144	259 x 158
Kapacitet	270 ml	420 ml	380 ml	350 ml	500 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.

NovaLife TRE™ 1 Flad klæber High Output pose



PRODUKT	Farvet	Klar	Drænagepose
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF
15 – 70/90 mm	3021-7	3022-70	
			450-00

SPECIFIKATIONER

Maks opklippelig	70/90 mm	70/90 mm	
Plade mm (hxb)	106 x 125	106 x 125	
Mål mm (hxb)	300 x 154	300 x 154	
Kapacitet	760 ml	760 ml	~2000 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk.	10 stk. + 152 cm slange

NovaLife TRE™ 1 Soft Convex klæber High Output pose



PRODUKT	Farvet	Farvet	Drænage- pose
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF
15 – 34 mm	3019-34		
15 – 54 mm		3019-54	
			450-00

SPECIFIKATIONER

Maks opklippelig	34 mm	54 mm	
Plade mm (hxb)	110 x 130	127 x 150	
Mål mm (hxb)	300 x 154	300 x 154	
Kapacitet	840 ml	840 ml	~2000 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk.	10 stk. + 152 cm slange

NovaLife TRE™ 1 Convex klæber High Output pose



PRODUKT	Farvet	Drænage- pose
HULSTØRRELSE	REF	REF
15 – 46 mm	3011-46	
		450-00

SPECIFIKATIONER

Maks opklippelig	46 mm	
Plade mm (hxb)	110 x 130	
Mål mm (hxb)	300 x 154	
Kapacitet	910 ml	~2000 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk. + 152 cm slange

NovaLife TRE™ 1 Flad klæber

Urostomi pose



PRODUKT	Med vindue	Afløbspose	Konnektor
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF
15 mm	3491-15		
		420-00	400-50

SPECIFIKATIONER

Maks opklippelig (hxb)	55/70 mm		
Plade mm (hxb)	89 x 105		
Mål mm (hxb)	249 x 163	295 x 210	
Kapacitet	245 ml	2000 ml	
Æsker á	10 stk.*	10 stk. + 120 cm slange**	10 stk.

* + 3 konnektor

** ø yder: 11 mm / ø indre: 8 mm

NovaLife TRE™ 1 Soft Convex klæber Urostomi pose



PRODUKT	Med vindue	Afløbspose	Konnektor
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF
15 - 24 mm	3495-24		
15 - 34 mm	3495-34		
15 - 44 mm	3495-44		
25 mm	3495-25		
30 mm	3495-30	420-00	400-50

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm		
Plade mm (hxb)	110 x 130		
Mål mm (hxb)	249 x 163	295 x 210	
Kapacitet	245 ml	2000 ml	
Æsker á	10 stk.*	10 stk. + 120 cm slange **	10 stk.

* + 3 konnektor

** ø yder: 11 mm / ø indre: 8 mm

NovaLife TRE™ 1 Convex klæber Urostomi pose



PRODUKT	Med vindue	Afløbspose	Konnektor
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF
15 - 37 mm	3493-37		
25 mm	3493-25		
		420-00	400-50

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm		
Plade mm (hxb)	110 x 130		
Mål mm (hxb)	249 x 163	295 x 210	
Kapacitet	245 ml	2000 ml	
Æsker á	10 stk.*	10 stk. + 120 cm slange**	10 stk.

* + 3 konnektor

** ø yder: 11 mm / ø indre: 8 mm

NovaLife 1 GX™ Flad klæber

Lukket pose



PRODUKT	Farvet	Farvet	Med vindue	Farvet	Med vindue
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF	REF
10 mm	903-10	901-10	9010-10	905-10	9050-10
25 mm	903-25	901-25	9010-25		
30 mm	903-30	901-30	9010-30		
35 mm	903-35	901-35	9010-35		
40 mm		901-40	9010-40		
45 mm		901-45	9010-45		
50 mm		901-50	9010-50		

SPECIFIKATIONER

Maks opklippelig (hxb)	38/50 mm	55/70 mm	55/70 mm	70/90 mm	70/90 mm
Plade mm (hxb)	72 x 85	89 x 105	89 x 105	106 x 125	106 x 125
Mål mm (hxb)	175 x 130	190 x 145	190 x 145	210 x 157	210 x 157
Kapacitet	360 ml	470 ml	470 ml	620 ml	620 ml
Æsker á	30 stk.	30 stk.	30 stk.	30 stk.	30 stk.

NovaLife 1 GX™ Soft Convex klæber

Lukket pose



PRODUKT	Med vindue	Med vindue	Med vindue	Med vindue
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF
15 - 24 mm	971-24			
25 mm	971-25			
15 -34 mm		971-34		
30 mm		971-30		
35 mm		971-35		
15 - 44 mm			971-44	
40 mm			971-40	
15 - 54 mm				971-54

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Plade mm (hxb)	91 x 107	110 x 130	110 x 130	127 x 150
Mål mm (hxb)	190 x 145	190 x 145	210 x 157	210 x 157
Kapacitet	450 ml	430 ml	590 ml	570 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.

NovaLife 1 GX™ Convex klæber

Lukket pose



	MINI	MIDI	MIDI	MIDI	MIDI	MIDI	MAXI	MAXI
PRODUKT	Farvet	Med vindue	Farvet	Med vindue	Farvet	Med vindue	Farvet	Med vindue
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF	REF	REF	REF	REF
10 - 24 mm	931-24	9310-24						
25 mm	931-25	9310-25						
10 - 37 mm			931-37	9310-37				
30 - 37 mm			931-30	9310-30				
35 mm			931-35	9310-35				
10 - 46 mm					931-46	9310-46		
40 - 46 mm					931-40	9310-40		
10 - 59 mm							931-59	9310-59
50 - 59 mm							931-50	9310-50

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Plade mm (hxb)	91 x 107	91 x 107	98 x 116	98 x 116	110 x 130	110 x 130	127 x 150	127 x 150
Mål mm (hxb)	175 x 130	190 x 145	190 x 145	190 x 145	190 x 145	190 x 145	210 x 157	210 x 157
Kapacitet	340 ml	460 ml	440 ml	440 ml	430 ml	430 ml	550 ml	550 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.

NovaLife 1 GX™ Flad klæber

Åben pose



PRODUKT	Farvet	Farvet	Med vindue	Farvet	Med vindue
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF	REF
10 mm (opklippelig)	925-10	923-10	9230-10	915-10	9150-10
25 mm (opklippelig)		923-25	9230-25		
30 mm (opklippelig)		923-30	9230-30		
35 mm (opklippelig)		923-35	9230-35		
40 mm (opklippelig)		923-40	9230-40		
45 mm (opklippelig)		923-45	9230-45		
SPECIFIKATIONER					
Maks opklippelig (hxb)	38/50 mm	55/70 mm	55/70 mm	70/90 mm	70/90 mm
Plade mm (hxb)	72 x 85	89 x 105	89 x 105	106 x 125	106 x 125
Mål mm (hxb)	220 x 132	239 x 144	239 x 144	259 x 158	259 x 158
Kapacitet	230 ml	420 ml	420 ml	550 ml	550 ml
Æsker á	30 stk.	30 stk.	30 stk.	10 stk.	10 stk.

NovaLife 1 GX™ Soft Convex klæber

Åben pose



PRODUKT	Med vindue	Med vindue	Med vindue	Med vindue	Med vindue
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF	REF
15 - 24 mm	981-24		983-24		
25 mm	981-25				
15 - 34 mm		981-34	983-34		
30 mm		981-30			
35 mm		981-35			
15 - 54 mm					981-54
15 - 44 mm				981-44	
40 mm				981-40	
45 mm				981-45	

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Plade mm (hxb)	91 x 107	110 x 130	110 x 130	110 x 130	127 x 150
Mål mm (hxb)	239 x 144	239 x 144	259 x 158	259 x 158	259 x 158
Kapacitet	350 ml	360 ml	540 ml	520 ml	500 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.

NovaLife 1 GX™ Convex klæber

Åben pose



MINI

MIDI

MIDI

MIDI

MIDI

MIDI

MAXI

MAXI

PRODUKT

Farvet

Med
vindue

Farvet

Med
vindue

Farvet

Med
vindue

Farvet

Med
vindue

HULSTØRRELSE

REF

REF

REF

REF

REF

REF

10 - 24 mm

941-24

9410-24

20 - 24 mm

941-20

9410-20

25 mm

941-25

9410-25

10 - 37 mm

941-37

9410-37

30 - 37 mm

941-30

9410-30

35 mm

941-35

9410-35

10 - 46 mm

941-46

9410-46

40 - 46 mm

941-40

45 mm

941-45

9410-45

10 - 59 mm

941-59

9410-59

50 - 59 mm

941-50

9410-50

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Plade mm (hxb)	91 x 107	91 x 107	98 x 116	98 x 116	110 x 130	110 x 130	127 x 150	127 x 150
Mål mm (hxb)	220 x 132	239 x 144	239 x 144	239 x 144	239 x 144	239 x 144	259 x 158	259 x 158
Kapacitet	270 ml	420 ml	380 ml	380 ml	350 ml	350 ml	500 ml	500 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.

NovaLife 1 GX+™ Flad klæber

Åben pose



MIDI



MAXI

PRODUKT	Med vindue	Med vindue
HULSTØRRELSE	REF	REF
10 mm (opklippelig)	9630-10	9610-10
25 mm (opklippelig)	9630-25	
30 mm (opklippelig)	9630-30	
35 mm (opklippelig)	9630-35	
40 mm (opklippelig)	9630-40	
45 mm (opklippelig)	9630-45	

SPECIFIKATIONER

Maks opklippelig (hxb)	55/70 mm	70/90 mm
Plade mm (hxb)	89 x 105	106 x 125
Mål mm (hxb)	239 x 144	259 x 158
Kapacitet	420 ml	550 ml
Æsker á	30 stk.	10 stk.

NovaLife 1 GX+™ Convex klæber

Åben pose



PRODUKT	Med vindue	Med vindue	Med vindue	Med vindue
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF
10 - 24 mm	9510-24			
20 - 24 mm	9510-20			
25 mm	9510-25			
10 - 37 mm		9510-37		
30 - 37 mm		9510-30		
35 mm		9510-35		
10 - 46 mm			9510-46	
40 - 46 mm			9510-40	
10 - 59 mm				9510-59

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Plade mm (hxb)	91 x 107	98 x 116	110 x 130	127 x 150
Mål mm (hxb)	239 x 144	239 x 144	239 x 144	259 x 158
Kapacitet	420 ml	380 ml	350 ml	500 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.

Nova 1 GX™ Flad klæber

Lukket pose



PRODUKT	Farvet	Farvet	Farvet	Klar	Farvet	Klar
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF	REF	REF
20 - 50 mm (opklippelig)	829-20	803-20				
20 - 60 mm (opklippelig)			801-20	802-20	805-20	806-20
25 mm	829-25	803-25	801-25	802-25		
30 mm	829-30	803-30	801-30	802-30		
35 mm		803-35	801-35	802-35		
40 mm	829-40	803-40	801-40	802-40		
45 mm			801-45			
50 mm			801-50	802-50		

SPECIFIKATIONER

Plade mm (hxb)	Ø 92	85 x 85	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Mål mm (hxb)	Ø 105	164 x 128	194 x 150	194 x 150	217 x 150	217 x 150
Kapacitet	50 ml	230 ml	420 ml	420 ml	560 ml	560 ml
Æsker á	30 stk.	30 stk.	30 stk.	30 stk.	30 stk.	30 stk.

Nova 1 GX™ Convex klæber

Lukket pose



MIDI

MAXI

PRODUKT	Farvet	Farvet
HULSTØRRELSE	REF	REF
15 - 24 mm (opklippelig)	831-24	
15 - 37 mm (opklippelig)		831-37
15 - 46 mm (opklippelig)		831-46
20 mm	831-20	
25 mm	831-25	
30 mm		831-30
35 mm		831-35
40 mm		831-40

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm	6 mm
Plade mm (hxb)	100 x 100	115 x 115
Mål mm (hxb)	194 x 150	217 x 150
Kapacitet	480 ml	550 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk.

Nova 1 GX™ Flad klæber

FoldUp pose



PRODUKT	Farvet	Klar	Farvet	Klar	Farvet	Klar
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF	REF	REF
15 - 50 mm (opklippelig)	825-15	826-15				
15 - 60 mm (opklippelig)			823-15	824-15		
15 - 90 mm (opklippelig)					815-15	816-15
20 - 60 mm (opklippelig)			823-20			
25 - 60 mm (opklippelig)			823-25			
30 - 60 mm (opklippelig)			823-30			
35 - 60 mm (opklippelig)			823-35			
40 - 60 mm (opklippelig)			823-40			
45 - 60 mm (opklippelig)			823-45			
SPECIFIKATIONER						
Plade mm (hxb)	85 x 85	85 x 85	100 x 100	100 x 100	125 x 125	125 x 125
Mål mm (hxb)	225 x 128	225 x 128	265 x 148	265 x 148	306 x 180	306 x 180
Kapacitet	290 ml	290 ml	430 ml	430 ml	800 ml	800 ml
Æsker á	30 stk.	30 stk.	30 stk.	30 stk.	10 stk.	10 stk.

Nova 1 GX™ Convex klæber

FoldUp pose



MIDI

MIDI

MIDI

MIDI

PRODUKT	Farvet	Klar	Farvet	Klar
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF
15 - 24 mm (opklippelig)	841-24	842-24		
15 - 37 mm (opklippelig)	841-37	842-37		
15 - 46 mm (opklippelig)			841-46	842-46
20 mm	841-20			
25 mm	841-25			
30 mm	841-30			
35 mm	841-35			

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Plade mm (hxb)	100 x 100	100 x 100	115 x 115	115 x 115
Mål mm (hxb)	265 x 148	265 x 148	265 x 148	265 x 148
Kapacitet	650 ml	650 ml	650 ml	650 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.

Nova 1 GX™ Flad klæber

Infant pose



PRODUKT	Klar	Klar
HULSTØRRELSE	REF	REF
0 - 40 mm (opklippelig)	818-00	
10 - 40 mm (opklippelig)		818-10

SPECIFIKATIONER

Plade mm (hxb)	70 x 70	70 x 70
Mål mm (hxb)	208 x 111	208 x 111
Kapacitet	250 ml	250 ml
Æsker á	30 stk.	30 stk.
Clips	30 stk.	30 stk.

Nova 1 GX™ Flad klæber

High Output pose



PRODUKT	Farvet	Klar	Klemme
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF
20 - 60 mm (opklippelig)	821-20	822-20	
			092-00

SPECIFIKATIONER

Plade mm (hxb)	100 x 100	100 x 100	
Mål mm (hxb)	265 x 148	265 x 148	
Kapacitet	650 ml	650 ml	
Æsker á	10 stk.	10 stk.	25 stk.

Nova 1 GX™ Flad klæber X3

Urostomi pose



PRODUKT	Farvet	Klar	Afløbspose	Konnektor
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF
12 - 46 mm (opklippelig)	891-12	892-12		
20 mm	891-20			
25 mm	891-25			
30 mm	891-30			
			420-00	400-50

SPECIFIKATIONER

Plade mm (hxb)	100 x 100	100 x 100		
Mål mm (hxb)	245 x 150	245 x 150	295 x 210	
Kapacitet	330 ml	330 ml	2000 ml	
Æsker á	10 stk.*	10 stk.*	10 stk. + 120 cm slange **	10 stk.

* + 1 konnektor og 10 hætter

** ø yder: 11 mm / ø indre: 8 mm

Nova 1 GX™ Convex klæber

Urostomi pose



PRODUKT	Klar	Klar	Afløbspose	Konnektor
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF
15 - 46 mm (opklippelig)		894-46		
20 mm	894-20			
25 mm	894-25			
			420-00	400-50

SPECIFIKATIONER

Konveksitet	6 mm	6 mm		
Plade mm (hxb)	100 x 100	115 x 115		
Mål mm (hxb)	245 x 150	245 x 150	295 x 210	
Kapacitet	330 ml	330 ml	2000 ml	
Æsker á	10 stk.*	10 stk.*	10 stk. + 120 cm slange **	10 stk.

* + 1 konnektor og 10 hætter

** ø yder: 11 mm / ø indre: 8 mm



Dansac
tilbehørsprodukter



Dansac tilbehørsprodukter

Dansac X-tra™ Strips



INDHOLD	REF
Kantsikringer	075-30
SPECIFIKATIONER	
Størrelse, mm	56,5 x 128
Æsker á	30 stk.

Dansac Soft Pasta



INDHOLD	REF
14,2 g	77514-2
50,0 g	77550-0
SPECIFIKATIONER	
Æsker á	1 stk.

Dansac formbar tætningsring



DIMENSIONER	REF
45 mm / 20 mm	070-20
57,5 mm / 30 mm	070-30
70 mm / 40 mm	070-40
82,5 mm / 50 mm	070-50
SPECIFIKATIONER	
Tykkelse, mm	3,0
Æsker á	30 stk.

Dansac GX-tra™ Seal



DIMENSIONER	REF
50 mm / 20 mm	725-20/30
60 mm / 30 mm	725-30/30
70 mm / 40 mm	725-40/30
80 mm / 50 mm	725-50/30
SPECIFIKATIONER	
Tykkelse, mm	2,5
Æsker á	30 stk.

Dansac tilbehørsprodukter

Dansac TRE™ Seal



DIMENSIONER	REF
48 mm / 18 mm	072-48
57 mm / 27 mm	072-57
SPECIFIKATIONER	
Tykkelse, mm	2,3
Æsker á	10 stk.

Dansac TRE™ Seal ikke centreret hul



DIMENSIONER	REF
45 mm / 20 mm	071-20
57,5 mm / 30 mm	071-30
70 mm / 40 mm	071-40
SPECIFIKATIONER	
Tykkelse, mm	3,0
Æsker á	30 stk.

Dansac TRE™ Seal



DIMENSIONER	REF
98 mm / 18 mm	072-98
SPECIFIKATIONER	
Tykkelse, mm	2,3
Æsker á	3 stk.

Dansac Adhesive Remover Klæberfjerner



INDHOLD	REF	REF
Servietter	082-30	
Spray, 50 ml		083-01
SPECIFIKATIONER		
Æsker á	30 stk.	1 stk.

Dansac Skin Lotion



INDHOLD	REF	REF
Servietter	71000-0000	
200 ml		70000-0000
SPECIFIKATIONER		
Æsker á	50 stk.	1 stk.

Dansac Skin Protector Hudbeskyttelsesfilm



INDHOLD	REF
Servietter	081-30
SPECIFIKATIONER	
Æsker á	30 stk.

Dansac Nodor S



INDHOLD	REF
50 ml	080-00
250 ml	080-01
SPECIFIKATIONER	
Æsker á	1 stk.

Dansac tilbehørsprodukter

Dansac bælte




	LÆNGDE	REF	REF
1 stk.	55 - 100 cm	09000-0000	
			09075-0000

SPECIFIKATIONER

Pakke		5 ringe + 1 bælte
-------	--	----------------------

Dansac klemmer og clips



	LÆNGDE	REF	REF
25 stk.		092-00	
50 stk.	135 mm		095-02
250 stk.	115 mm		095-00

Dansac Irrigationssæt



INDHOLD	REF
Basis sæt uden skylleærme	900-00
Sæt med skylleærme (ring og ringholder)	900-20
Sæt med skylleærme (hydrokolloid klæber)	900-35
Vandbeholder, 1.500 ml	95200-0000
Konus med 25 cm slange	95205-0000

SPECIFIKATIONER

Æsker á	1 stk.
---------	--------

Dansac skylleærme med hydrokolloid klæber



	Klar
HULSTØRRELSE	REF
35 mm	950-35
SPECIFIKATIONER	
Æsker á	20 stk.

Nova™ 2 PostOp Pose




PRODUKT	Klar pose	Plade	Steril sæt*
RINGSTØRRELSE	REF	REF	REF
102 mm	1230-102	11102-13	12102-102

SPECIFIKATIONER

Hulstørrelse		13 - 90 mm	
Mål mm (hxb)	315 x 190	152 x 152	
Kapacitet	960 ml		
Æsker á	10 stk.	5 stk.	5 stk.

* Indeholder: 1 plade og 1 pose

pH-værdierne i den gastrointestinale kanal



pH-niveauet for hudens syrekappe er svagt syrlig. Det er vigtigt at beskytte dette miljø, da det hjælper med at opretholde hudens styrke og evne til at modstå bakterielle angreb.

Nova™ 2 Urostomi pose



PRODUKT	Farvet	Klar	Afløbspose	Konnektor
RINGSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF
■ 36 mm	1217-36	1218-36		
■ 43 mm	1217-43	1218-43		
■ 55 mm	1217-55	1218-55		
			420-00	400-50

SPECIFIKATIONER

Mål mm (hxb)	249 x 163	249 x 163	295 x 210	
Kapacitet	330 ml	330 ml	2000 ml	
Æsker á	10 stk.*	10 stk.*	10 stk. + 120 cm slange **	10 stk.

* + 1 konnektor og 10 hætter

** ø yder: 11 mm / ø indre: 8 mm

Nova™ 2 High Output pose



PRODUKT	Farvet	Klar	Klemme
RINGSTØRRELSE	REF	REF	REF
■ 43 mm	1207-43	1208-43	
■ 55 mm	1207-55	1208-55	
■ 70 mm	1207-70	1208-70	
			092-00





SPECIFIKATIONER

Mål mm (hxb)	294 x 155	294 x 155	
Kapacitet	840 ml	840 ml	
Æsker á	10 stk.	10 stk.	25 stk.

Nova™ 2 FoldUp pose



MINI MIDI MIDI MAXI MAXI

PRODUKT	Farvet	Farvet	Klar	Farvet	Klar
RINGSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF	REF
 36 mm	1219-36	1215-36	1216-36		
 43 mm	1219-43	1215-43	1216-43		
 55 mm	1219-55	1215-55	1216-55	1221-55	1222-55
 70 mm		1215-70	1216-70	1221-70	1222-70

SPECIFIKATIONER

Mål mm (hxb)	225 x 128	265 x 148	265 x 148	294 x 155	294 x 155
Kapacitet	330 ml	590 ml	590 ml	820 ml	820 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.	10 stk.





Nova™ 2 Lukket pose



MINI

MIDI

MIDI

PRODUKT	Farvet	Farvet	Klar
RINGSTØRRELSE	REF	REF	REF
 36 mm	1203-36	1201-36	1202-36
 43 mm	1203-43	1201-43	1202-43
 55 mm	1203-55	1201-55	1202-55
 70 mm		1201-70	1202-70

SPECIFIKATIONER

Mål mm (hxb)	164 x 128	194 x 150	194 x 150
Kapacitet	200 ml	450 ml	450 ml
Æsker á	30 stk.	30 stk.	30 stk.

Nova 2 GX™ Convex klæber



RINGSTØRRELSE	HULSTØRRELSE	OPKLIPPELIG TIL	REF
■ 36 mm (100 x 100 mm)	15 mm	23 mm	1536-15
	20 mm		1536-20
	23 mm		1536-23
■ 43 mm (100 x 100 mm)	15 mm	30 mm	1543-15
	25 mm		1543-25
	30 mm		1543-30
■ 55 mm (115 x 115 mm)	15 mm	42 mm	1555-15
	35 mm		1555-35
	40 mm		1555-40

SPECIFIKATIONER

Konveksitet			6 mm
Æsker á			5 stk.

Nova 2 GX™ Flad klæber X3



RINGSTØRRELSE	HULSTØRRELSE	OPKLIPPELIG TIL	REF
■ 43 mm (106 x 106 mm)	15 mm	30 mm	1343-15
	25 mm		1343-25
■ 55 mm (121 x 121 mm)	15 mm	42 mm	1355-15
	32 mm		1355-32
	35 mm		1355-35
SPECIFIKATIONER			
Æsker á			5 stk.

Nova 2 GX™ Flad klæber



RINGSTØRRELSE	HULSTØRRELSE	OPKLIPPELIG TIL	REF
■ 36 mm (85 x 85 mm)	12 mm	28 mm	1136-12
	15 mm	28 mm	1136-15
	20 mm	28 mm	1136-20
	25 mm	28 mm	1136-25
■ 43 mm (100 x 100 mm)	15 mm	35 mm	1143-15
	25 mm	35 mm	1143-25
	30 mm	35 mm	1143-30
■ 55 mm (100 x 100 mm)	15 mm	47 mm	1155-15
	35 mm	47 mm	1155-35
	40 mm	47 mm	1155-40
■ 70 mm (115 x 115 mm)	15 mm	62 mm	1170-15

SPECIFIKATIONER

Æsker á			5 stk.
---------	--	--	--------

NovaLife™ 2 Urostomi pose



PRODUKT	Farvet	Klar	Afløbspose	Konnektor
RINGSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF
■ 36 mm		1418-36		
■ 43 mm	1417-43			
■ 55 mm	1417-55			
			420-00	400-50

SPECIFIKATIONER





Mål mm (hxb)	245 x 150	245 x 150	295 x 210	
Kapacitet	245 ml	245 ml	2000 ml	
Æsker á	10 stk.*	10 stk.*	10 stk. + 120 cm slange **	10 stk.

* + 1 konnektor og 10 hætter

** ø yder: 11 mm / ø indre: 8 mm

NovaLife™ 2 High Output pose



PRODUKT	Farvet	Drænagepose
RINGSTØRRELSE	REF	REF
		450-00
 43 mm	1307-43	
 55 mm	1307-55	
 70 mm	1307-70	

SPECIFIKATIONER

Mål mm (hxb)	245 x 150	245 x 150
Kapacitet	850 ml	~2000 ml
Æsker á	10 stk.	10 stk. + 152 cm slange

NovaLife™ 2 Åben pose



MINI

MINI

MIDI

MIDI

MAXI

MAXI

PRODUKT	Farvet	Klar	Farvet	Klar	Farvet	Klar
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF	REF	REF	REF
■ 36 mm	1319-36	1320-36	1315-36	1316-36		
■ 43 mm	1319-43	1320-43	1315-43	1316-43	1321-43	1322-43
■ 55 mm	1319-55	1320-55	1315-55	1316-55	1321-55	1322-55
■ 70 mm			1315-70	1316-70	1321-70	1322-70

SPECIFIKATIONER

Mål mm (hxb)	220 x 132	220 x 132	239 x 144	239 x 144	259 x 158	259 x 158
Kapacitet	280 ml	300 ml	440 ml	480 ml	650 ml	690 ml
Æsker á	30 stk.	30 stk.	30 stk.	30 stk.	30 stk.	30 stk.

NovaLife™ 2 Lukket pose







MINI



MIDI



MIDI

PRODUKT	Farvet	Farvet	Klar
HULSTØRRELSE	REF	REF	REF
 36 mm	1303-36	1301-36	1302-36
 43 mm	1303-43	1301-43	1302-43
 55 mm	1303-55	1301-55	1302-55
 70 mm		1301-70	1302-70

SPECIFIKATIONER

Mål mm (hxb)	175 x 130	190 x 145	190 x 145
Kapacitet	260 ml	390 ml	390 ml
Æsker á	30 stk.	30 stk.	30 stk.

NovaLife 2 GX+™ Convex klæber



RINGSTØRRELSE	HULSTØRRELSE	OPKLIPPELIG TIL	REF	REF	REF	REF
■ 36 mm	10 mm	23 mm	2036-10			
	20 mm	23 mm	2036-20			
	23 mm	23 mm	2036-23			
■ 43 mm	10 mm	30 mm		2043-10		
	25 mm	30 mm		2043-25		
	30 mm	30 mm		2043-30		
■ 55 mm	10 mm	42 mm			2055-10	
	35 mm	42 mm			2055-35	
	40 mm				2055-40	
■ 70 mm	10 mm	59 mm				2070-10
	40 mm	59 mm				2070-40
	45 mm	59 mm				2070-45

SPECIFIKATIONER

Konvekstitet			6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Mål mm (hxb)			91 x 107	98 x 116	110 x 130	127 x 150
Æsker á			5 stk.	5 stk.	5 stk.	5 stk.

NovaLife 2 GX+™ Flad klæber



RINGSTØRRELSE	HULSTØRRELSE	OPKLIPPELIG TIL	REF	REF	REF	REF
36 mm	10 mm	28 mm	1836-10			
43 mm	10 mm	35 mm		1843-10		
	25 mm	35 mm		1843-25		
	30 mm	35 mm		1843-30		
55 mm	10 mm	47 mm			1855-10	
	35 mm	47 mm			1855-35	
	40 mm	47 mm			1855-40	
70 mm	10 mm	62 mm				1870-10

SPECIFIKATIONER

Mål mm (hxb)			72 x 85	89 x 105	89 x 105	106 x 125
Æsker á			5 stk.	5 stk.	5 stk.	5 stk.

NovaLife 2 GX™ Convex klæber



RINGSTØRRELSE	HULSTØRRELSE	OPKLIPPELIG TIL	REF	REF	REF	REF
■ 36 mm	10 mm	23 mm	1936-10			
	20 mm	23 mm	1936-20			
	23 mm	23 mm	1936-23			
■ 43 mm	10 mm	30 mm		1943-10		
	25 mm	30 mm		1943-25		
	30 mm	30 mm		1943-30		
■ 55 mm	10 mm	42 mm			1955-10	
	35 mm	42 mm			1955-35	
	40 mm	42 mm			1955-40	
■ 70 mm	10 mm	59 mm				1970-10
	40 mm	59 mm				1970-40
	45 mm	59 mm				1970-45

SPECIFIKATIONER

Konveksttøt			6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Mål mm (hxb)			91 x 107	98 x 116	110 x 130	127 x 150
Æsker á			5 stk.	5 stk.	5 stk.	5 stk.

NovaLife 2 GX™ Flad klæber



RINGSTØRRELSE	HULSTØRRELSE	OPKLIPPELIG TIL	REF	REF	REF	REF
■ 36 mm	10 mm	28 mm	1736-10			
	20 mm	28 mm	1736-20			
	25 mm	28 mm	1736-25			
■ 43 mm	10 mm	35 mm		1743-10		
	25 mm	35 mm		1743-25		
	30 mm	35 mm		1743-30		
■ 55 mm	10 mm	47 mm			1755-10	
	35 mm	47 mm			1755-35	
	40 mm	47 mm			1755-40	
■ 70 mm	10 mm	62 mm				1770-10

SPECIFIKATIONER

Mål mm (hxb)			72 x 85	89 x 105	89 x 105	106 x 125
Æsker á			5 stk.	5 stk.	5 stk.	5 stk.

TRE niveauer af hudbeskyttelse

EN



Klæbeevne

Designet til at give en sikker og fleksibel forsegling som beskytter huden mod output fra stomien. Samtidig er klæberen let at aftage og skånsom mod huden

TO



Absorption

Hjælper med at absorbere fugtigheden og opretholde hudens naturlige balance uden at den mister intern og ekstern styrke

TRE



pH-balance

Designet til at hjælpe med at håndtere fordøjelsesenzymernes skadende effekt på huden

NovaLife TRE™ 2 Convex klæber



RINGSTØRRELSE	HULSTØRRELSE	OPKLIPPELIG TIL	REF	REF	REF	REF
■ 36 mm	15 mm	23 mm	MT236-15			
■ 43 mm	15 mm 25 mm 30 mm	30 mm 30 mm 30 mm		MT243-15 MT243-25 MT243-30		
■ 55 mm	15 mm 35 mm 40 mm	42 mm 42 mm 42 mm			MT255-15 MT255-35 MT255-40	
■ 70 mm	15 mm	59 mm				MT270-15

SPECIFIKATIONER

Konveksttøt			6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Mål mm (hxb)			91 x 107	98 x 116	110 x 130	127 x 150
Æsker á			5 stk.	5 stk.	5 stk.	5 stk.

NovaLife TRE™ 2 Soft Convex klæber



RINGSTØRRELSE	HULSTØRRELSE	OPKLIPPELIG TIL	REF	REF	REF
■ 43 mm	15 mm 25 mm	25 mm 25 mm	3343-15 3343-25		
■ 55 mm	15 mm 30 mm 35 mm	38 mm 38 mm 38 mm		3355-15 3355-30 3355-35	
■ 70 mm	15 mm	52 mm			3370-15

SPECIFIKATIONER

Konvekstitet			6 mm	6 mm	6 mm
Mål mm (hxb)			98 x 116	110 x 130	127 x 150
Æsker á			5 stk.	5 stk.	5 stk.

NovaLife TRE™ 2 Flad klæber



RINGSTØRRELSE	HULSTØRRELSE	OPKLIPPELIG TIL	REF	REF	REF	REF
■ 36 mm	15 mm	28 mm	MT136-15			
■ 43 mm	15 mm 25 mm 30 mm	35 mm 35 mm 35 mm		MT143-15 MT143-25 MT143-30		
■ 55 mm	15 mm 35 mm 40 mm	47 mm 47 mm 47 mm			MT155-15 MT155-35 MT155-40	
■ 70 mm	15 mm	62 mm				MT170-15

SPECIFIKATIONER

Mål mm (hxb)			72 x 85	89 x 105	89 x 105	106 x 125
Æsker á			5 stk.	5 stk.	5 stk.	5 stk.

Indhold

NovaLife TRE™ 2 Flad klæber	4
NovaLife TRE™ 2 Soft Convex klæber	5
NovaLife TRE™ 2 Convex klæber	6
NovaLife 2 GX™ Flad klæber	8
NovaLife 2 GX™ Convex klæber.....	9
NovaLife 2 GX+™ Flad klæber	10
NovaLife 2 GX+™ Convex klæber	11
NovaLife™ 2 Lukket pose	12
NovaLife™ 2 Åben pose	13
NovaLife™ 2 High Output pose	14
NovaLife™ 2 Urostomi pose	15
Nova 2 GX™ Flad klæber	16
Nova 2 GX™ X3 Flad klæber	17
Nova 2 GX™ Convex klæber	18
Nova™ 2 Lukket pose	19
Nova™ 2 FoldUp pose.....	20
Nova™ 2 High Output pose.....	21
Nova™ 2 Urostomi pose	22
Nova™ 2 PostOp pose.....	24

Dansac kundeservice og salg

Kontakt os

Telefon: 8071 7240

Mail: dk.salg@dansac.com

Læs mere på: www.dansac.dk

Telefontid

Mandag - torsdag: kl. 8:00-16:00

Fredag: kl. 8:00-15:00

Laila L. Raunso

Territory Manager/ stomisygeplejerske

Hospitaller: Region Syddanmark

Kommuner: Region Midtjylland og Nordjylland

Tlf.: 2327 5762

Mail: laila.raunso@dansac.com

Eline Gade Sall

Territory Manager/ stomisygeplejerske

Hospitaller: Region Midtjylland og Nordjylland

Kommuner: Region Syddanmark

Tlf.: 2389 6879

Mail: eline.gade.sall@dansac.com

Tina Jannerup

Territory Manager/ sygeplejerske

Hospitaller: Region Hovedstaden, Sjælland og Færøerne

Kommuner: Region Hovedstaden og Sjælland

Tlf.: 5339 1530

Mail: tina.jannerup@dansac.com

Helene Munk

Sales and Market Access Manager, Denmark

& Training Manager, Benelux & Nordics

Regioner og Kommuner

Tlf.: 2022 6543

Mail: helene.munk@dansac.com

Kinn Toft Olsen


Sr. Marketing Manager

Tlf.: 2212 0625

Mail: kinn.olsen@hollister.com



Stoma
Skin
Soul



Dansac
Produktoversigt
2-dels stomiprodukter

04/2025